

DISCUS DMC.Connect App

DICOM Bilder, Videos & Daten per QR Code importieren

Einfacher Import von Bildern und Befunden direkt ins PACS

Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Untersuchungsdaten der Patienten per QR-Code direkt und einfach in Ihr PACS importieren, ohne die Arbeitsplätze mit dem Internet zu verbinden, oder lästige Zugangsdaten abgetippt werden müssen. Zusätzlich bleibt die Sicherheit Ihres Instituts gewahrt und Ihre Mitarbeiter werden entlastet.



Die Lösung heisst DISCUS DMC.Connect App

Das DISCUS DICOM Media Center mit QR-Code-Scanner ermöglicht einen effizienten und sicheren Import von DICOM Bildern und Befunden aus Web-Portalen und lokalen Netzwerkverzeichnissen. Die Verbindung zum Internet wird ausschließlich über einen gehärteten Linux-Server hergestellt der auf einer virtuellen Maschine betrieben wird. Der Mitarbeiter oder die Workstation haben somit keinen direkten Zugang zum Internet. Durch dieses System steigern Sie die Sicherheit und Effizienz beim Daten-Import in ihr Netzwerk und PACS.

Profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen:

- Import aus allen bestehenden Portalen am Markt
- Untersuchungsdaten der Patienten sicher ins lokale PACS importieren, ohne Internetverbindung an den Arbeitsplätzen
- Zugang zu Portalen nur über sicheren, gehärteten Linux-Server
- Sichere und schnelle QR-Code-Integration durch mitgelieferte Scanner für alle Arbeitsplätze zur Patientenregistrierung
- Kein zeitaufwändiges manuelles Eingeben der Zugangsdaten
- Automatisierter Import der Daten ins PACS
- Minimierung von Fehlern durch Wegfall der manuellen Eingabe
- Prüfung der Patientendaten auf DICOM-Konformität und Vollständigkeit - nicht zugelassene Dateien werden ignoriert
- Einfache und intuitive Bedienung, ohne umfangreiche Schulungen
- Unterstützung des Imports aller gängigen DICOM-Objekte, um maximale Kompatibilität zu gewährleisten

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere neue Internetpräsenz bei weiteren Fragen.

+41 44 928 30 00

www.eurebis.ch/discus

info@eurebis.ch